



Double Electric Breast Pump
Tire-lait électrique à double tirage
Sacaleche eléctrico doble




Follow QR Code to
view Instructions
for Use video
[www.ameda.com/
instructions-for-use](http://www.ameda.com/instructions-for-use)

Suivez le code QR
pour voir la vidéo
du mode d'emploi.
[www.ameda.com/
instructions-for-use](http://www.ameda.com/instructions-for-use)

Siga el código QR
para ver el video de
instrucciones de uso.
[www.ameda.com/
instructions-for-use](http://www.ameda.com/instructions-for-use)

- EN** Instructions for Use (Quick Start) | Page 2
FR Mode d'emploi (Prise en main rapide) | Page 7
ES Instrucciones de uso (Inicio rápido) | Página 12



WELCOME TO THE AMEDA FAMILY!

We are excited to help you meet your breastfeeding goals along your breastfeeding journey with your baby. If you have any questions regarding your Ameda breast pump, our certified ParentCare team is available to help you. Have your breast pump and parts nearby when you call. Ameda ParentCare is available by phone during business hours on weekdays at 866.992.6332.

For more information about breastfeeding, breast pumping and other Ameda products visit www.ameda.com. For more product information or feedback in other countries, visit www.ameda.com for a list of distributors outside of the U.S.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

Carefully read this Instructions for Use (Quick Start) prior to using your new Ameda breast pump and follow these safety guidelines. Refer to the online instruction manual for complete instructions and product overview.

Download the full instruction manual at www.ameda.com/myajoy

CAUTION & WARNINGS

- DO NOT expose device to rain, moisture, dripping, or splashing.
- NEVER operate this product if it has a damaged cord or plug; if it is not working properly; if it has been dropped or damaged, or becomes wet.
- Keep cord away from heated surface.
- ALWAYS inspect power adapter wires prior to use for damage or exposed wire. If damage is found, immediately discontinue use of power adapter and call Ameda ParentCare at 866.992.6332 or your local distributor.
- Before each use visually inspect the individual components. If damage is observed, please discontinue use until the parts have been replaced.
- This product is intended for use by a single user only and should not be shared between users.
- Clean and sanitize all parts that come in contact with your breast and breast milk prior to first use.
- DO NOT wash or boil tubing,
- DO NOT wrap cord around power adapter body.
- Make sure the voltage of the power adapter is compatible with the power source.
- If pumping is uncomfortable or causing pain, turn the unit off, break the seal between the breast and the breast flange with your finger and remove the breast flange from your breast.
- This product contains a lithium-ion battery. The battery or internal components cannot be replaced. DO NOT attempt to open the pump base.
- If you are a mother who is infected with Hepatitis B, Hepatitis C or Human Immunodeficiency Virus (HIV), pumping breast milk will not reduce or remove the risk of transmitting the virus to your baby through your breast milk.
- If irritation or discomfort occurs, discontinue use and see a doctor.
- DO NOT attempt to remove the breast flange from your breast while pumping. If you are not feeling comfortable or feeling pain with pumping, turn off the pump, break the seal between the breast and breast flange with your finger, and remove breast flange from your breast gently.
- Use only microwave bags specifically labeled for disinfecting breast pump components and refer to the microwave bag labeling for further instructions.
- STRANGULATION HAZARD: Keep tubing and power adapter cords out of reach of children or persons with disabilities.
- CHOKING HAZARD: Small parts, NOT for children under 3 years.


GETTING STARTED

Refer to the online instruction manual for complete instructions and product overview.



Download the full instruction manual at www.ameda.com/myajoy

1. Before first use, sanitize all parts (refer to page 4 for parts description) – **except adapter cap, tubing, tubing adapter and pump motor** – by boiling water for 20 minutes or by using the new CleanEase™ Steam Bag. Remove all parts from water after boiling or microwaving. Dry completely before assembly.
2. Understand the display icons and button controls (page 3).
3. Connect unit to wall power using AC Adapter to charge battery. Battery icon stops blinking when fully charged.
4. Assemble the pump kit and connect to pump (page 4).
5. Follow the step-by-step instructions on how to breast pump (page 5).


DISPLAY ICONS & BUTTON CONTROLS



KIT ASSEMBLY FOR ELECTRIC PUMPING



TO BEGIN PUMPING





STEP 1: INSERT TUBING

Insert Tubing adapter into the right side of the pump base, then turn the pump slightly to the right, and gently push it to make sure it connects firmly.

A. For **DOUBLE PUMPING**: Both tubes should be attached to the tubing adapter.

B. For **SINGLE PUMPING**: Remove one tube from the tubing adapter and close one side using the attached plug.




STEP 2: PLACE THE FLANGE ON BREAST

Center flange on breast to create seal.


Check breast flange fit, if pumping causes discomfort, a larger or smaller breast flange size may be needed. See section on how to properly fit your flange.

See section below on how to properly fit your flange.



STEP 3: POWER ON THE PUMP

Press the Power button to turn on the device. It will begin in Stimulation Mode.




STEP 4: ADJUST VACUUM LEVEL

Adjust the Stimulation Vacuum Level between 1 and 6 to your preferred comfort level. Never set to uncomfortable level.


TIP: Start off with the suction low, and then gradually increase the suction setting to your most comfortable level. You may find that the level of suction that you are comfortable with varies from day to day, during the day and even during the same expression session.

NOTE: After two minutes, the pump will automatically switch to Expression Mode unless you manually adjust prior.



STEP 5: CHANGE MODE


Once your milk starts to flow, press the Mode button to switch into Expression Mode.



STEP 6: ADJUST VACUUM LEVEL

Adjust the Expression Vacuum Level between 1 and 12 to your preferred comfort level. Never set to uncomfortable level.

TIP: Start off with the suction low, and then gradually increase the suction setting to your comfort level. You may find that the level of suction that you are comfortable with varies from day to day, during the day and even during the same expression session.




STEP 7: END PUMPING SESSION

When you wish to stop expressing milk, first press the Power button, then remove milk collection kit from your breast.

TIP: After pump is off, if necessary, INSERT a finger between breast and breast flange to break suction.


How to Fit Your Flange

Check breast flange fit, if pumping causes discomfort a larger or smaller breast flange size may be needed.




GOOD FIT

During pumping, your nipple moves freely in the breast flange tunnel. You see space around the nipple. Not much areola is drawn into the tunnel with the nipple.



FLANGE TOO SMALL

During pumping, some or all of your nipple rubs against the sides of the breast flange tunnel.



FLANGE TOO LARGE

During pumping, more areola is drawn into the breast flange with your nipple. Your areola may rub against the side of the breast flange tunnel.

Breast Milk Storage Guidelines

NOTE: When thawing frozen milk, label as thawed when completely thawed (i.e. no ice crystals present). Use the time when completely thawed to base acceptable time limits for use rather than when it is taken from the freezer. These guidelines for storage and thawing of breast milk are a recommendation. Contact your lactation consultant or breastfeeding specialist for further information.

	Room Temperature 77°F (25°C)	Time in Refrigerator 39°F (4°C)	Time in Freezer 0°F (-18°C)
Fresh Expressed or Pumped	Up to 4 hours	Up to 4 days	6 Months - Best 12 Months - Acceptable
Thawed, Previously Frozen	1-2 Hours	Up to 1 day (24 hours)	Do Not Refreeze
Leftover from Feeding (baby did not finish bottle)	Use within 2 hours after the baby is finished feeding		

These guidelines are for healthy full-term babies and may vary for premature or sick babies. Check with your health care provider. Find more breastfeeding resources at: WICBreastfeeding.fns.usda.gov and www.cdc.gov/breastfeeding/

BIENVENUE DANS LA FAMILLE AMEDA!

Nous sommes heureux de vous aider à atteindre vos objectifs d'allaitement pendant tout le temps que vous allaitez votre bébé. Si vous avez des questions concernant votre tire-lait Ameda, notre équipe certifiée ParentCare est à votre disposition pour vous aider. Ayez votre tire-lait et les pièces détachées à portée de main lorsque vous appelez. L'équipe Ameda ParentCare est disponible par téléphone pendant les heures de bureau en semaine au 866-992-6332.

Pour en savoir plus sur l'allaitement, l'utilisation du tire-lait et d'autres produits Ameda, consultez le site www.ameda.com. Pour obtenir davantage de renseignements ou des commentaires sur les produits dans d'autres pays, visitez le site www.ameda.com pour obtenir une liste des distributeurs à l'extérieur des États-Unis.

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi (Prise en main rapide) avant d'utiliser votre nouveau tire-lait Ameda et suivez ces consignes de sécurité. Consultez le mode d'emploi en ligne pour obtenir des instructions complètes et un aperçu du produit.

Téléchargez le mode d'emploi complet à l'adresse www.ameda.com/myajoy

AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE

- N'exposez PAS l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
- N'utilisez JAMAIS ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est mouillé.
- Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Inspectez TOUJOURS les fils de l'adaptateur électrique avant de l'utiliser pour vérifier s'ils sont endommagés ou exposés. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement d'utiliser l'adaptateur et appelez Ameda ParentCare au 866-992-6332 ou votre distributeur local.
- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les différents composants. Si vous constatez des dommages, veuillez cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que les pièces aient été remplacées.
- Ce produit est destiné à être utilisé par un seul utilisateur et ne doit pas être partagé entre plusieurs utilisateurs.
- Nettoyez et désinfectez toutes les pièces qui entrent en contact avec votre sein et votre lait maternel avant la première utilisation.
- NE LAVEZ PAS et ne faites pas bouillir les tubes,
- N'enroulez PAS le cordon autour du corps de l'adaptateur électrique.
- Assurez-vous que la tension de l'adaptateur électrique est compatible avec la source d'alimentation.
- Si le tirage est inconfortable ou provoque des douleurs, éteignez l'appareil, passez votre doigt entre le sein et la bride de poitrine et retirez la bride de votre sein.
- Ce produit contient une batterie au lithium-ion. La batterie ou les composants internes ne peuvent pas être remplacés. N'essayez PAS d'ouvrir le socle de la pompe.
- Si vous êtes une mère infectée par l'hépatite B, l'hépatite C ou le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le fait de tirer le lait maternel ne réduira ni n'éliminera le risque de transmission du virus à votre bébé par le lait maternel.
- En cas d'irritation ou de malaise, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.
- N'essayez PAS d'enlever la bride de poitrine pendant que vous tirez votre lait. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous ressentez des douleurs lors du tirage, arrêtez le tire-lait, passez votre doigt entre le sein et la bride de poitrine et retirez délicatement la bride de votre sein.
- Utilisez uniquement des sacs pour micro-ondes spécifiquement étiquetés pour la désinfection des composants du tire-lait et reportez-vous à l'étiquetage du sac pour micro-ondes pour de plus amples instructions.



Distributed in USA by:
Distribué aux États-Unis par :
Distribuido en los EE. UU. por:

Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
866.992.6332
www.ameda.com

Distributed in Canada by:
Distribue' au Canada par:
Distribuido en Canadá por:

Mothers Choice Products Ltd.
2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A5H5
800.604.6225

Distribution in other countries:
For product information or feedback, call
your local distributor or location where
you purchased the product. For a listing of
distributors in your country, please visit
www.ameda.com

Distribution dans d'autres pays : pour vous
renseigner sur le produit ou pour partager
vos commentaires, veuillez communiquer
avec votre distributeur local ou avec le point
de vente où vous avez acheté le produit. Pour
obtenir une liste de distributeurs dans votre
pays, veuillez visiter le www.ameda.com.

Distribución en otros países: para obtener
información o comentarios del producto,
comuníquese con su distribuidor local o con
las instalaciones donde compró el producto.
Para obtener una lista de distribuidores en
su país, visite www.ameda.com.

The Ameda Logo, Ameda, Ameda Mya and/or registered trademarks of Ameda, Inc. in the United States and other countries.

Le logo Ameda, Ameda, Ameda Mya et/ou marques déposées d'Ameda, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

El logotipo de Ameda, Ameda, Ameda Mya y las marcas comerciales registradas de Ameda, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



To register your Ameda Mya Joy Plus pump:
Please visit [ameda.com/register](https://www.ameda.com/register) and input the serial number (SN) from the bottom of your pump.

Pour enregistrer votre tire-lait Ameda Mya Joy Plus :
Veuillez vous rendre sur [ameda.com/enregistrez](https://www.ameda.com/enregistrez) et saisissez le numéro de série (SN) qui se trouve en bas de votre tire-lait.

Para registrar su bomba Mya Joy Plus de Ameda:
visite [ameda.com/register](https://www.ameda.com/register) e ingrese el número de serie (SN) que aparece en la parte de abajo de su bomba.

[Ameda.com](https://www.ameda.com) | 866.992.6332 | ParentCare@ameda.com