

Collecteur et récipient pour colostrum Sterifeed

Description

Détails

Collecteur de colostrum 1ml

Récolter chaque précieuse goutte de colostrum peut être difficile. Ce collecteur de colostrum de 1ml offre une méthode éprouvée pour recueillir chaque gouttelette. Des graduations claires permettent à l'utilisateur de voir le volume recueilli et chaque collecteur est muni d'un bouchon pour que le colostrum puisse être stocké en toute sécurité. Le piston plongeur se déplace jusqu'à l'extrémité du baril à l'aide d'un embout unique qui permet de récupérer tout le liquide contenu dans la seringue, assurant ainsi l'extraction de tout le précieux colostrum.



Spécifications :

- Stérile et prêt à l'emploi
- Embout pour fermeture inclus
- Volume maximum 1ml (gradué)
- Fabriqué en polypropylène (sans BPA)
- Pour usage unique seulement
- Convient pour l'étiquetage et la congélation

Commande #:
11201
Commandé par:
100 / Caisse

Récipient de collecte et de stockage du colostrum 20ml

La collecte de chaque goutte de précieux colostrum peut être difficile. Ce récipient de collecte a une ouverture suffisamment large pour permettre à chaque gouttelette d'être captée lors de l'expression à la main. Sa base spécialement incurvée permet un prélèvement simple et efficace du colostrum à l'aide d'un collecteur de colostrum ou d'une seringue pour l'alimentation.



Spécifications :

- Stérile et prêt à l'emploi
- Chaque emballage stérile contient 2 récipients
- Couvercle qui visse
- Volume maximum 20ml
- Fabriqué en polypropylène (sans BPA)
- Vendu en boîte de 50 paquets de 2
- Convient pour l'étiquetage et la congélation
- Contenant à usages multiples, pas seulement pour le lait maternel.

Commande #:
11200
Commandé par:
50 / Caisse