

Comment trouver la bonne taille de tétérelle d'allaitement ?

mamivac®
MAMILLOMETER

Trouvez la bonne taille de tétérelles



Coniques

P-18 mm

M-20 mm

G-28 mm




cerises

P-18 mm

M-22 mm

G-28 mm



utilisation:

Placez les différents anneaux perforés sur votre mamelon et vérifiez quelle taille vous convient. La taille de la tétérelle dépend du mamelon et non de l'aréole. Effectuez la mesure dans une ambiance détendue. Si le mamelon dispose d'environ 2 mm de jeu, vous avez trouvé la tétérelle qui vous convient. En cas de doute, demandez conseil à votre professionnel de la santé.